

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TRUNG TÂM Y TẾ
HUYỆN TIÊN YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 70/TM-TTYT

Tiên Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên có nhu cầu mua sắm Máy ly tâm tách huyết tương giàu tiểu cầu phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên năm 2025.

Trung tâm kính mời các công ty, đơn vị có đủ điều kiện tham gia cung cấp bản chào giá danh mục theo nhu cầu của Trung tâm trước ngày 29 /04/2025 (danh mục chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Hình thức nhận báo giá: 01 bản nộp trực tiếp hoặc qua địa chỉ hòm thư ttytty.syt@gmail.com.

Địa điểm nhận báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại liên hệ: 0203.3876251.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BMS.



Bùi Văn Thế



Phụ lục
Danh mục hàng hóa cho Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên năm 2025
(Kèm theo Thư mời số: 700/TM-TTYT ngày 23 tháng 04 năm 2025)

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	BỘ KIT TÁCH HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU ❖ Thông số kỹ thuật: - Có 3 khoang khép kín, độc lập, riêng biệt: 01 khoang chứa PRP; 01 khoang chứa Plasma; 01 khoang chứa RBC - Có 02 khóa chốt tách biệt giữa các khoang nằm trong Kit: 01 chốt khóa PRP, 01 chốt khóa RBC - Có 02 nắp khoang: 01 nắp khoang chứa PRP; 01 nắp khoang chứa RBC - Có điểm bơm máu và thông khí riêng biệt - Có vạch đo thể tích trên thân kit tại khoang chứa PRP ở mức 2 ml, 4ml - Có điều chỉnh được mật độ PRP từ 1cc đến 4cc. Điều chỉnh bằng ren vặn. - Dung tích khoang chứa máu 15 ml - Chất liệu: bằng nhựa trong, không chứa latex. Kit được đóng gói trong túi vô khuẩn. - Có lớp màng kim loại phủ kín mặt khoang PRP đảm bảo vô khuẩn trong quá trình chiết tách.	Bộ	5
2	BỘ KIT TÁCH HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU ❖ Thông số kỹ thuật: - Có 3 khoang khép kín, độc lập, riêng biệt: 01 khoang chứa PRP; 01 khoang chứa Plasma; 01 khoang chứa RBC - Có 02 khóa chốt tách biệt giữa các khoang nằm trong Kit: 01 chốt khóa PRP, 01 chốt khóa RBC - Có 02 nắp khoang: 01 nắp khoang chứa PRP; 01 nắp khoang chứa RBC - Có điểm bơm máu và thông khí riêng biệt - Có vạch đo thể tích trên thân kit tại khoang chứa PRP ở mức 2 ml, 4ml - Có điều chỉnh được mật độ PRP từ 1cc đến 4cc. Điều chỉnh bằng ren vặn. - Dung tích khoang chứa máu 30 ml	Bộ	5



	- Chất liệu: bằng nhựa trong, không chứa latex. - Kit được đóng gói trong túi vô khuẩn. - Có lớp màng kim loại phủ kín mặt khoang PRP đảm bảo vô khuẩn trong quá trình chiết tách.		
3	MÁY LY TÂM ❖ <i>Cấu hình:</i> - Máy chính: 01 máy - Rotor: 01 cái - Cốc chứa kit: 04 cái - Dụng cụ mở nắp máy khi mất điện: 01 cái - Cáp nguồn: 01 cái ❖ <i>Thông số kỹ thuật</i> - Tốc độ ly tâm tối đa: 5000 vòng/phút. - Lực li tâm tương đối (RCF) tối đa: 4730 xg - Sai số tốc độ ly tâm: ± 10 vòng/phút - Thể tích ly tâm tối đa: 4 x 50ml - Thời gian ly tâm cài đặt: từ 0 đến 99 phút - Nguồn điện: AC 220V, 50 Hz - Loại động cơ không chổi than với cấu tạo đơn giản, vận hành êm ái. Thân máy ly tâm được làm bằng thép chất lượng cao. - Tự động khóa nắp điện, chế độ bảo vệ khi máy gặp sự cố quá nhiệt, mất cân bằng hoặc quá tốc độ. - Màn hình hiển thị được các thông số: RCF, tốc độ, thời gian - Rotor được kết nối với trục chính bằng ống côn chuyên dụng, tải đơn giản và nhanh chóng. - Có 2 loại chương trình P1/P2 được lưu trữ trong bộ nhớ, có thể được thiết lập, điều chỉnh theo yêu cầu. Có nút bấm trên bảng điều khiển để gọi nhanh chương trình đã được cài đặt. - Có 10 mức tốc độ, tùy chọn tăng và giảm tốc - Độ ồn: ≤ 55 dBA - Kích thước ngang x dọc x cao: 620 x 450 x 355mm	Máy	1
4	Chất làm đầy ViscoPlus 1% - ViscoPlus là dung dịch 1% Natri Hyaluronat 20mg/2ml (1*2ml) - Được sản xuất bằng phương pháp lên men - Hoạt chất : Natri hyaluronat - Hàm lượng: 20 mg/2ml - Nồng độ: 1% - Trọng lượng phân tử trung bình là 2,5 triệu Dalton	Hộp	1



	- Tiêu chuẩn: ISO 13485		
	Chất làm đầy, bôi trơn khớp Viscoplus Gel - Viscoplus Gel là dung dịch Natri Hyaluronat (75mg/3ml) - Hoạt chất: Natri hyaluronate - Được sản xuất bằng phương pháp lên men - Nồng độ: 2,5% - Hàm lượng: 75 mg/3 ml - Trọng lượng phân tử trung bình lên đến 3 triệu Dalton - Liên kết mạch thẳng - Độ nhớt đàn hồi: • trên 500Pa ở tần số 0,5Hz • trên 800Pa ở tần số 2,5Hz Tiêu chuẩn: ISO 13485	Hộp	1